

## Agitateur orbital tactile ClearLine®

ClearLine®

■ Livré avec plateforme antidérapante

Interface	Tactile
Vitesse (rpm)	30 - 300
Orbite (mm)	19
Dimensions plateforme (mm)	330 x 300
Charge maximale (kg)	6
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1min à 99h
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 430 x 75
Poids (kg)	11,25
Conditions d'utilisation	+4 à +65°C
Référence	<a href="#">062819CL</a>
€	NC -



### Plateformes

Réf.	Désignation	€
<a href="#">060968</a>	Plateforme dédiée 5 Erlen 500 ml	NC -
<a href="#">060969</a>	Plateforme dédiée 8 Erlen 250 ml	NC -
<a href="#">060970</a>	Plateforme dédiée 12 Erlen 125 ml	NC -
<a href="#">060971</a>	Plateforme dédiée 4 microplaques	NC -
<a href="#">060972</a>	Plateforme à ressort	NC -
<a href="#">060966</a>	Plateforme MagicClamp 350 x 300 mm	NC -

### Accessoires pour plateforme Magic Clamp

Réf.	Désignation	€
<a href="#">060962</a>	Pince magnétique pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
<a href="#">060961</a>	Pince magnétique pour Erlenmeyer 125 ml	NC -
<a href="#">060960</a>	Pince magnétique pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
<a href="#">060959</a>	Pince magnétique pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
<a href="#">060958</a>	Pince magnétique pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
<a href="#">062647</a>	Pince magnétique ajustable pour Erlen 125 à 500 ml	NC -
<a href="#">060963</a>	Rack pour 30 tubes 15 ml et 20 tubes 50ml	NC -

## Agitateurs orbitaux Hei-Shake Core

heidolph  
research made easy

■ Connexion RS232 pour le contrôle à distance par ordinateur ou serveur

■ Livrés avec une plateforme antidérapante

Modèle	Hei-Shake Core	Hei-Shake Core 2000
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	1 - 530	
Orbite (mm)	20	
Dimensions plateforme (mm)	294 x 263	390 x 340
Charge maximale (kg)	15	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 min à 999h 59min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	356 x 403 x 129	390 x 403 x 129
Poids (kg)	14	
Conditions d'utilisation	IP32	
Indice de protection	+5 à +40°C / 80% HR.	
Réf.	<a href="#">498537</a>	<a href="#">498538</a>
€	NC -	NC -



498537



498538

### Plateformes

	Hei-Shake Core		Hei-Shake Core 2000	
Désignation	Réf.	€	Réf.	€
Plateforme universelle pour pinces et racks	<a href="#">498623</a>	NC -	<a href="#">498614</a>	NC -
Supports pour rouleaux (livré sans rouleaux)	<a href="#">498627</a>	NC -	<a href="#">498612</a>	NC -
Rouleau de fixation	<a href="#">498628</a>	NC -	<a href="#">498613</a>	NC -
Support pour étage supplémentaire	-	-	<a href="#">498611</a>	NC -

### Pinces de maintien pour Erlenmeyer

Réf.	Désignation	€
<a href="#">499624</a>	Pince pour Erlenmeyer 25 ml	NC -
<a href="#">498625</a>	Pince pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
<a href="#">498626</a>	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	NC -
<a href="#">498615</a>	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
<a href="#">498616</a>	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
<a href="#">498617</a>	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
<a href="#">499667</a>	Pince pour Erlenmeyer 2000 ml	NC -

### Racks pour tubes

Réf.	Désignation	€
<a href="#">498542</a>	Rack pour 36 microtubes 0,2 - 0,5 ml	NC -
<a href="#">498543</a>	Rack pour 20 microtubes 1,5 - 2,0 ml	NC -
<a href="#">498546</a>	Rack pour 20 tubes à essais Ø 12 - 16 mm	NC -
<a href="#">498547</a>	Rack pour 20 tubes à essais Ø 17 - 20 mm	NC -
<a href="#">498548</a>	Rack pour 15 tubes à essais Ø 30 mm	NC -
<a href="#">498544</a>	Rack pour 14 tubes à centrifuger 15 ml	NC -
<a href="#">498545</a>	Rack pour 5 tubes à centrifuger 50 ml	NC -



Astuce

Retrouvez plus de modèles à la page suivante.