

Philips France Commercial

Objet : Nouvelles pochettes de télémétrie 989803210401 et 989803211031

Le 15 Juillet 2024

Madame, monsieur,

Nous vous informons par la présente, de la disponibilité à notre catalogue des nouvelles pochettes de télémétrie dont les références figurent dans le tableau ci-dessous :

Référence produit	Description
989803210401	Pochette de transport protectrice 50/boîte
989803211031	Pochette de transport protectrice 200/boîte

Ces pochettes remplacent les références suivantes : 989803140371, 989803137831, 989803174141, 989804174151, 9300-0768-50 and 9300-0768-200, qui ne sont désormais plus commercialisées.

Nos nouvelles pochettes de télémétrie présentent les caractéristiques suivantes :

- Dimensions : 23 x 15 cm, ce qui permet d'y mettre le boîtier de télémétrie Philips, le câble adaptateur de télémétrie Philips, le fouet ECG Philips et le capteur de SpO2.¹
- Les pochettes sont transparentes, ce qui permet aux cliniciens d'accéder en permanence aux boutons de commande du boîtier de télémétrie et à l'affichage des mesures physiologiques.¹
- Utilisation pour un seul patient et peut être utilisé pour un séjour d'une durée maximale de 5 jours.¹
- Résistantes à l'eau, nos pochettes peuvent être portées sous la douche jusqu'à 10 minutes lorsqu'elles sont positionnées correctement et que l'ouverture latérale est bien fermée autour des câbles du patient¹.
- Conditionnement : 50/boîte ou 200/boîte.

¹Source: 453564979631-L-IFU_B 989803140401 989803211031 Telemetry Pouches

En cas de questions, merci de contacter votre responsable commercial régional.

Bien Cordialement,

Linda D'Elia, RN, MSN

Linda D'Elia, RN, MSN
Senior Global Product Manager
Cardiovascular Solutions
Philips Healthcare
222 Jacobs Street
Cambridge, MA 02141 USA
linda.delia@philips.com