

Fiche Technique 989803206761

Ligne d'échantillonnage EtCO₂ H avec Luer mâle et Nafion



Caractéristiques

Capnographie gazeuse

Technologie	Sidestream	Demande de patient	Adulte; Pédiatrique
Longueur du tube	2 m (6,6 pi)	Intubé ou non intubé	Intubé
Avec de l'oxygène	Non	À court ou à long terme	À long terme

Détails du produit

Utiliser avec des équipements de santé autres que Philips	Non	Catégorie de produit	Gaz
À utiliser avec les équipements de santé Philips	Oui	Type de produit	Capnographie
Usage pour un seul patient OU usage pour plusieurs patients	Usage unique	Certifié CE	Oui
Poids du colis	.280 kg	Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel	Oui
Unité d'emballage	1 boîte de 10	Stérile OU non stérile	Non stérile
Durée de conservation minimale	Aucun		

Venez visiter notre site Internet www.avf-biomedical.com

AVF BIOMEDICAL – 3 route de Melesse, Bât. D Cellule 33 – 35520 La Mézière – Tél. 02 99 32 23 76 – Fax 02 99 32 28 36

SAS au capital de 400 000 euros – Siret 418 130 845 00088 – RCS Rennes 418 130 845 – TVA Intracommunautaire FR 90 418 130 845