

PANSEMENT HÉMOSTATIQUE HEMCOM CHITOGAUZE

Référence : FA22.21.023

Pansement hémostatique imprégné de Chitosan pour arrêter les saignements en urgence. Utilisé pour le traitement temporaire des plaies qui saignent abondamment, comme les blessures par balles, coups de couteaux ou autres blessures hémorragiques non compressibles où les garrots ne peuvent pas être appliqués.

CARACTÉRISTIQUES

- Pansement imbibé de substance hémostatique (Chitosan) pour accélérer la coagulation du sang en formant un caillot au niveau de la plaie ;
- Stérile, à usage unique, s'applique d'une seule main ;
- Se retire rapidement, sans risque de déchirure et sans risque de retirer le caillot qui a été formé par l'agent hémostatique.

DIMENSIONS ET POIDS

- 7,5 cm x 3,7 m, plié en Z

