

Accessoires pour ETAC Clean



Dossier souple

80209225

Réglable.

Lavable à 60 °C max.



Coussin souple d'assise

Gris : 80209260

Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Largeur de la découpe anatomique : 17 cm.

Matériau : polyéthylène.

Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Soutien latéral

80209509

À largeur réglable. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène. Lavable à 60 °C max.

Non compatible avec le produit suivant : 80209225.



Coussin souple de dossier

Gris : 80209261

Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Barre de maintien

80209246

À fixer sur l'accoudoir.

Matériaux : aluminium, polyéthylène cellulaire, polypropylène.

Non compatible avec les produits suivants : 80209228, 80209237 et 80209226.



Coussin d'assise plein Comfort

80209247

Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : polyuréthane.

Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Sangle pectorale

80209442

Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Matériau : polyester.



Kit Comfort

80209237

Inclut le coussin d'assise percée Comfort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228). Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool. *Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



Ceinture de positionnement

80209440

Réglable en longueur.

Fixation par sangles velcro.

Matériau : polyester.



Coussin dossier et accoudoirs

80209228

Dossier souple avec coussins d'accoudoir intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.



Ceinture de sécurité

80209034

À fixer sur l'arrière du dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement.

Matériau : polyester.

Non compatible avec le dossier souple : 80209225.



Coussins pour accoudoirs

Lot de deux

80209226

Souples et chauds, ils libèrent les poignées pour garantir une prise ferme lorsque vous vous relevez. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool. *Non compatible avec la barre de maintien : 80209246.*



Coussin anti-escarres

80209245

Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression.

Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm :

80209301

Avec ouverture largeur 18 cm :

80209227

Siège avec contour souple.

Matériau : polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



**Porte-savon
(incompatible avec Clean 24'')**
Gris : 80209266
Se fixe sur le côté du siège. Support intégré pour le pommeau de douche. Matériau : polypropylène.
(Incompatible avec Clean 60 cm.)



Support pour seau
Gris : 80209258
Compatible avec le seau avec poignée et couvercle fourni, ainsi qu'avec les autres seaux à rebord épais. Matériau : polypropylène.



Bassin
Gris : 80209254
Matériau : polypropylène.
Bassin et couvercle avec poignée
Gris : 80209255
Matériau : polypropylène.



Attaches pour fixation basse du bassin/seau
Gris : 80209259
4 attaches à fixer sur le support bassin/seau pour l'abaisser de 6 cm. Matériau : polypropylène.



Support bassin
Gris : 80209257
Compatible à la fois avec le bassin fourni, le bassin hygiénique et les bassins à usage hospitalier standard à rebord fin.



Bassins jetables
80209282
Rigides et solides. 50 pièces.



Seau avec poignée et couvercle
80302026
Support seau non inclus.
Matériau : polypropylène.



Kit de support pour bassin jetable
Gris : 80209229
Compatible avec le bassin jetable.

Accessoires supplémentaires – Clean à hauteur réglable uniquement




Repose-pieds rabattables, la paire
80209250
Amovibles, à hauteur réglable.
Fixations incluses.
Matériaux : aluminium revêtu de poudre et polypropylène.



Appui-mollet réglable
Droit : 80209252
Gauche : 80209253
Fixations incluses.
Matériaux : plastique ABS, acier inoxydable.



Adaptateur de roue arrière
Blanc : 80209262
Uniquement compatible avec chaise Clean 55 cm. Matériaux : aluminium et polyamide.



Kit de surélévation avec roues
Blanc, 4 pièces : 80209511
Vert lagon, 4 pièces : 80209512
Surélève le siège de 5 cm.
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.



Roulettes de 75 mm
Blanches, pour l'avant, lot de deux : 80209515. Blanches, pour l'arrière, lot de deux : 80209516. Vert lagon, pour l'avant, lot de deux : 80209513. Vert lagon, pour l'arrière, lot de deux : 80209514. Abaisse le siège de 5 cm. De série sur la Clean 44 cm.
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.