

Code article : CAR564

Famille : Snoezelen

Nom article : Fauteuil à eau HydroTilt manuel (ancienne référence BE00564)

Description commerciale :

Fauteuil à eau HydroTilt manuel (ancienne référence BE00564)

Dimensions et détails (voir fiche technique ci-jointe)

Coloris : Tissu CADET Vinyle à définir (voir nuancier)



Détails :

L'Hydrotilt est un fauteuil pratique, polyvalent pour les différentes postures.

Il permet une parfaite gestion de la compression et assure un confort optimal.

Quelle que soit la condition physique de l'utilisateur, ce fauteuil est adaptable grâce à un large éventail d'accessoires.

« Tilt in space »: Ce mécanisme permet à l'utilisateur de s'allonger ou de changer d'angle en avant ou en arrière sans effort au niveau des hanches, du bassin et des genoux.

Inclinaison dans le vide : Le mécanisme 'Tilt in space' permet à l'utilisateur de basculer en arrière confortablement sans devoir ajuster l'angle de son bassin et de ses genoux. Le dossier délivre un soulagement et évite toute compression pour un confort longue durée en offrant un simple soutien adapté à la région lombaire. L'utilisateur se tient droit même en position inclinée, il permet un relâchement continu.

Profondeur du fauteuil réglable : La profondeur du siège peut être facilement réglée afin d'assurer que le bassin de l'utilisateur reste bien droit. Couplé avec le choix de l'angle du siège, ceci assure un alignement du bassin correct et empêche une position mal assise qui provoquerait des dommages à la peau liées à la pression.

Les poignées en bois : Les poignées sont assez solides pour soutenir l'utilisateur lorsqu'il veut se relever lui-même (prise de main).

Repose-jambes élévateur indépendant : Pour aider à protéger la peau contre des dommages cutanés dus à la pression, la mousse 'Réflexions' est incorporée dans le repose-jambes pour offrir un soulagement de pression pendant la journée.

2 roulettes à freins et 2 roulettes pivotantes : Les roulettes sont scellées aux centres d'appui pour une meilleure durabilité ainsi qu'une maniabilité plus lisse. Les 2 roulettes arrière ont un frein qui les maintient à l'arrêt.

Soulagement de pression optimale (technologie hydro-cellulaire breveté) : Le coussin du fauteuil est fabriqué à partir de notre technologie hydro-cellulaire (breveté) et du tissu perméable à la vapeur qui travaille ensemble pour fournir un soulagement de pression en continu.



L'HydroTilt est LE fauteuil par excellence : Confortable, résistant, procurant un soutien à l'utilisateur et facile à régler. Il est doté d'une fonctionnalité optimale pour toutes activités de longues durées pendant la journée. Il peut être personnalisé pour les besoins spécifiques de n'importe quel utilisateur à travers notre gamme d'accessoires avancés



somoba
vivre ensemble



PÉTRARQUE
L'empreinte sensorielle



CE Class 1
Medical Device

Détail du fauteuil : Inclinaison dans l'espace (TiS) - Coussin de siège avec poches d'eau - Dossier plat avec poches d'eau - Élévation de repose-jambe indépendante - Repose-pieds rembourré - réglable à angle relevable - Angle de repose-jambe négatif jusqu'à -25 degrés - 2 roulettes avec freins et 2 roulettes pivotantes - Profondeur de siège réglable - Couvertures entièrement amovibles