

PIPETMAN® M Gilson



Interface Intuitive
4 modes de pipetage :
PIPET, REPETITIVE, MIX, REVERSE
Vitesse du piston variable



- Pipette motorisée, d'utilisation simple et intuitive, préservant la gestuelle associée à une pipette mécanique
- Système d'éjection optimisé pour réduire les forces nécessaires à l'éjection des pointes
- Batterie Li-Ion, recharge à 80 % en moins d'une h, pleine charge en 3 h
- Spécifications volumétriques conformes à la norme ISO 8655-2

PIPETMAN® M motorisées monocal

Référence	Modèle	Volume	Incrément	€ HT
070148	P10M	0,5 - 10 µl	0,01 µl	NC -
070152	P20M	2 - 20 µl	0,01 µl	NC -
070147	P100M	5 - 100 µl	0,1 µl	NC -
070151	P200M	20 - 200 µl	0,1 µl	NC -
070153	P300M	20 - 300 µl	0,1 µl	NC -
070150	P1200M	100 - 1200 µl	0,1 µl	NC -
070154**	P5000M	500 - 5000 µl	1 µl	NC -
070149**	P10mLM	1 - 10 ml	0,1 ml	NC -

PIPETMAN® M motorisées multicaux

Référence	Modèle	Volume (µl)	Pointes adaptées	€ HT
070162	P8x10M	0,5 - 10	D10, DF10	NC -
070156	P12x10M	0,5 - 10	D10, DF10	NC -
070165	P8x20M	1 - 20	D200, DF30	NC -
070159	P12x20M	1 - 20	D200, DF30	NC -
070161	P8x100M	10 - 100	D200, DF100	NC -
070155	P12x100M	10 - 100	D200, DF100	NC -
070164	P8x200M	20 - 200	D200, D300, DF200, DF300	NC -
070158	P12x200M	20 - 200	D200, D300, DF200, DF300	NC -
070166	P8x300M	10 - 300	D300, DF300	NC -
070160	P12x300M	10 - 300	D300, DF300	NC -
070163**	P8x1200M	50 - 1200	D1200, DF1200	NC -
070157**	P12x1200M	50 - 1200	D1200, DF1200	NC -

Existent avec certificat d'étalonnage ISO 17025 (approuvé COFRAC).

** Compatible uniquement avec les pointes Gilson.

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
066612	Adaptateur pour stand	NC -
066817	Carrousel pour 5 PIPETMAN® M (les maintient en charge)	NC -

WEB



Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver le tableau comparatifs des PIPETMAN® Gilson

Pipette de distribution répétitive REPETMAN



Pipette de distribution séquentielle et aliquote, à microprocesseur, autonome sur batterie rechargeable.

Fournie avec 5 Repet-Tips (0,5, 1,25, 2,5, 5 et 12,5 ml), une batterie NiMH et un socle de charge.

- Volume ajustable en continu de 1 µl à 50 ml avec des volumes non standard tels que 5,02 µl, 41,2 µl, 2,03 ml, 12,4 ml
- 3 modes de distribution : pipetage, distribution, auto-distribution
- Vitesse d'aspiration et de distribution ajustables indépendamment
- Utilise des seringues Repet-Tips ; compatible également avec Combitips, Combitips Plus, Ritips et Dispenser-Tips

Référence	Désignation	€ HT
066205	Pipette de distribution répétitive REPETMAN Gilson	NC -

Repet-Tips Gilson

- Certifié exempt de pyrogènes et d'endotoxines pour la version stérilisée
- Livré avec un certificat de conformité
- Modèles 25 et 50 ml fournis avec un adaptateur autoclavable

Volume (ml)	Non stérilisé			Stérilisé		
	Réf.	Unités/boîte	€ HT/boîte	Réf.	Unités/boîte	€ HT/boîte
0,1	066206	100	NC -	066214	100	NC -
0,5	066207	100	NC -	066215	100	NC -
1,25	066208	100	NC -	066216	100	NC -
2,5	066209	100	NC -	066217	100	NC -
5	066210	100	NC -	066218	100	NC -
12,5	066211	100	NC -	066219	100	NC -
25	066212	50	NC -	066220	25	NC -
50	066213	25	NC -	066221	25	NC -