


Films pré-percés

Films X-Pierce™ ClearLine®

- Films vinyle 89 µm avec couche adhésive 18 µm
- Avec «X» de prédécoupe pour percer plus facilement l'adhésif avec une pointe de pipette lors du prélèvement d'échantillons
- Après prélèvement et retrait de la pointe, le "X" se referme et l'échantillon est toujours protégé de toute contamination
- Dimensions : 79,4 x 145,5 mm
- Température d'utilisation : -40 °C à +90 °C

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
760234	Film X-Pierce™	100	NC -
760235	Film X-Pierce™ stérile	50	NC -



ClearLine

Films EZ-Pierce™ ClearLine®

- Films facilement percables
- Films de polyéthylène, épaisseur 70 µm
- Adhésif acrylique
- Pour la récupération directe des échantillons avec des pointes de pipettes mono-canal, multicanaux ou des systèmes robotisés
- Dimensions : 82,6 x 146,1 mm
- Utilisables de -40 °C à +90 °C

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
760216	Film adhésif EZ-Pierce™	100	NC -
760247	Film adhésif EZ-Pierce™ stérile	50	NC -



ClearLine

Film Zone-Free™ ClearLine®

- Film avec couche supérieure en polyéthylène
- Epaisseur : 70 µm
- Adhésif acrylique, sous-couche en polypropylène blanc
- Pour la récupération directe des échantillons avec des pointes de pipettes monocanal, multicanaux ou des systèmes robotisés
- Dimensions : 79,4 x 142,9 mm
- La couche de polyéthylène non adhésive évite que de l'adhésif reste sur la pointe et n'entre en contact avec l'échantillon
- Pour plaques à 96 puits
- Zone claire au-dessus de chaque puits exempte d'adhésif
- Avec languettes de pose
- Inerte
- Bonne résistance chimique
- Utilisable de -40 °C à +90 °C

Réf.	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
760220	Film adhésif Zone-Free™	50	50	NC -




ClearLine

Films adhésifs pelables pré-percés 4titude

Films adhésifs en polyester transparent pré-percés.

- Pelables, percables
- Absence de colle au niveau des zones pré-percées pour éviter le colmatage des cônes ou aiguilles
- Applications : manipulation et récupération d'échantillons en plaques 96 puits
- Ne conviennent pas pour la PCR

Réf.	Désignation	Température d'utilisation	Unités/ carton	€/ carton
044716	Film adhésif pré-percé pour plaque 96 puits	-20°C à +110°C	100	NC -



4titude