

FILTRES ANTI-GERMES FILT'RAY

FILTRES ANTI-GERMES



FILT'RAY GAMME DE FILTRES ANTI-LÉGIONELLES & ANTI-TOUS GERMES

REF : 1443100

" Protection immédiate des résidents, des usagers contre les légionelles et conformité immédiate vis-à-vis de la réglementation."

FILTRES FILT'RAY 2G DOUCHETTE

31 Jours – Filtre FILT'RAY 2G douchette anti-tous germes
62 Jours – Filtre FILT'RAY 2G douchette anti-tous germes
3 Mois – Filtre FILT'RAY 2G douchette anti-tous germes
4 Mois – Filtre FILT'RAY 2G douchette anti-tous germes

FILTRES FILT'RAY 2G ROBINET

31 Jours – Filtre FILT'RAY 2G robinet jet droit anti-tous germes
31 Jours – Filtre FILT'RAY 2G robinet jet douchette anti-tous germes
62 Jours – Filtre FILT'RAY 2G robinet jet droit anti-tous germes
62 Jours – Filtre FILT'RAY 2G robinet jet douchette anti-tous germes
3 Mois – Filtre FILT'RAY 2G robinet jet droit anti-tous germes
4 Mois – Filtre FILT'RAY 2G robinet jet droit anti-tous germes

France Reval a développé une gamme professionnelle d'accessoires de filtration de l'eau à destination des hôpitaux, désormais accessibles aux ERP (établissement recevant du public). Les filtres douchette / robinet (antibactérien) FILT'RAY 2G permettent une mise en conformité immédiate et temporaire jusqu'à la rénovation du réseau d'eau et le retour à des taux admissibles de légionelles.





DESCRIPTION PRODUIT :



Les filtres FILT'RAY 2G anti-tous germes constituent une barrière contre les micro-organismes d'origine hydrique (flore aérobie à 22°C et 36°C, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella pneumophila* etc.).

Les filtres FILT'RAY 2G sont destinés au rinçage des dispositifs médicaux tels que les endoscopes souples, ainsi qu'à l'hygiène des patients. Ces filtres constituent des éléments de maîtrise de l'environnement et sont utilisés pour protéger les patients et/ou résidents contre les micro-organismes hydriques.

Les filtres FILT'RAY 2G présentent une tolérance au colmatage précoce grâce à un système breveté d'auto-nettoyage de la membrane Bulb'air Wash™ et assurent une filtration de haute performance avec un débit confortable pour les usagers.

La membrane de microfiltration est une membrane tubulaire ultrarésistante de grade stérilisant et qui préserve les caractéristiques organoleptiques de l'eau.

Les filtres de la gamme FILT'RAY 2G sont des dispositifs médicaux CE Classe I et bénéficient d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), de validations KTW, WaterMark, WRAS* et NSF*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FILTRES FILT'RAY 2G DOUCHETTE

Matière du dispositif	MBS
Type de membrane	microfiltration tubulaire
Matériaux de la membrane	Polyéthylène
Seuil de coupure	0,1 µm
Débit de filtration	11,9 L/min à 3 bar – 4,5 L/min à 1 bar
Plage d'utilisation	5 bars à 60°C
Résistance choc thermique	70°C pendant 30 minutes
Résistance choc chimique	100 ppm de chlore actif pendant 1 heures cumulée (31 mois) 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulée (62 mois) 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées (3 mois) 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées (4 mois)
Filtres FILT'RAY 2G	31 jours 62 jours 3 mois 4 mois
Surface de filtration membranaire	2800 cm² 3200 cm²
Épaisseur de la membrane	85 µm 110 µm 85 µm 110 µm



PERFORMANCES

Existe en version :

- 31 jours
- 62 jours
- 3 mois
- 4 mois

Références vendues par boîte de 10.

FILTRES FILT'RAY 2G ROBINET

Matière du dispositif	MBS
Type de membrane	microfiltration tubulaire
Matériaux de la membrane	Polyéthylène
Seuil de coupure	0,1 µm
Débit de filtration	6,3 L/min à 3 bar – 2,2 L/min à 1 bar
Plage d'utilisation	5 bars à 60°C
Résistance choc thermique	70°C pendant 30 minutes
Résistance choc chimique	100 ppm de chlore actif pendant 1 heures cumulée (31 mois) 100 ppm de chlore actif pendant 2 heures cumulée (62 mois) 100 ppm de chlore actif pendant 3 heures cumulées (3 mois) 100 ppm de chlore actif pendant 4 heures cumulées (4 mois)
Filtres FILT'RAY 2G	31 jours 62 jours 3 mois 4 mois
Surface de filtration membranaire	2800 cm² 3200 cm²
Épaisseur de la membrane	85 µm 110 µm 85 µm 110 µm



PERFORMANCES

Existe en version :

- 31 jours
- 62 jours
- 3 mois
- 4 mois

Références vendues par boîte de 10.

**FABRICATION
FRANÇAISE**

DEPUIS 1976

LES + PRODUIT

PERFORMANT

- Auto Nettoyage breveté de la membrane Publ'air Wash™
- Membrane tubulaire à haut débit UltraRésistante (UR)
- Filtre Longue durée 3 x plus de surface de microfiltration

ESTHÉTIQUE

- Compacité des formes
- Fluidité et douceur des courbes
- Une enveloppe protectrice
- Facilité de pose

HYGIÉNIQUE

- Filtration en position terminale
- Pas de volume mort d'eau après le filtre
- Jupette de protection
- Jets coniques structurés de 1 à 5 bar
- Pas d'éclaboussure et d'aérosol
- Surface lisse sans aspérité
- Agent antimicrobien injecté

ÉCOLOGIQUE

- Matériaux valorisables
- Débit d'eau « mode économique »
- Réduisez drastiquement vos déchets
- Filtres assimilables aux déchets ménagers (DADM).
- Valorisation possible avec notre partenaire (sur demande)