

TABLEAU COMPARATIF FIBROSCOPES ORL

Référence	Béquillage Haut/Bas	Direction de visée	Angle d'ouverture	Longueur utile	Longueur totale	Diamètre Canal Opérateur	Diamètre gaine
11001RDK1	180°/100°	0°	90°	34 cm	64 cm	1,5 mm	3,5 mm
11101RPK2	180°/90°	0°	70°	30 cm	55,2 cm		3,5 mm
11101SKK2	180°/90°	0°	90°	27 cm	50,2 cm		2,5 mm
11101SPK2	180°/90°	0°	90°	37 cm	62,2 cm		2,5 mm

GUIDE DE CHOIX

11001RDK1	111RPK2	11101SKK2	11101SPK2
Gaine 3,5 mm Canal Op 1,5 mm	Gaine 3,5 mm pas de canal opératoire	Gaine 2,5mm pas de canal opératoire	Gaine 2,5mm pas de canal opératoire

Les accessoires suivants sont compris dans la livraison:



27677 BB

Mallette

27677 RR

Mallette

11025 E

Bouchon de régulation de pression pour éviter la surpression lors de la stérilisation au gaz

13242 XL

Vérificateur d'étanchéité, avec poire et manomètre