

# Cell Saver® Elite®

Dispositif de traitement Fastpack (225ml)  
Cell Saver® Elite®

**REF CSE-FP-225V**

Dispositif de traitement Fastpack avec bol 225ml pour appareil d'autotransfusion Cell Saver® Elite®.

- Produit collecté: globules rouges lavés
- Tubulure et poches préconnectées
- Vitesse de traitement adaptée à la qualité du sang

## Informations techniques

Composition des consommables	
Dispositif de lavage	Réf CSE-P-225
Réservoir de recueil	Réf 00205-00
Tubulure d'aspiration/recueil	Réf 00208-00
Ligne de vide	Réf HAR-A-1000
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	4 unités par carton
Solutions à utiliser	Solution saline héparinée d'anticoagulation
	Solution saline de lavage