


# Réervoir



Réervoir de recueil chirurgical

**REF 00300-MTSA**

LN 00300-MTSA est un réservoir de recueil souple à utiliser avec le support de réservoir réutilisable.

- Pour une utilisation lors d' applications intra-et postopératoires
- Capuchons étanches pour une élimination propre des produits
- Connecteur pivot à vis de ligne A&A
- Le support de réservoir réutilisable (section inférieure) peut être stérilisé par la chaleur ou l'oxyde d'éthylène
- Pinces à cliquet pour maintenir le vide pendant le transport

## Informations techniques

### Composition des consommables

Capacité	2500 ml
Filtre	filtre 170µm
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylène
Conditionnement	18 unités par carton

## Produits associés

Ligne d'aspiration et de receuil	00208-MT
Ligne de drainage postopératoire	01500-SP, 01500-LL, 01500-BB, 01500-FR
Support de réservoir réutilisable	02100-MT
Support potence pour réservoir souple	02116-MT



**HAEMONETICS®**  
**THE Blood Management Company®**

© 2015 Haemonetics Corporation. Haemonetics et Haemonetics THE Blood Management Company sont des marques de commerce ou des marques déposées de la société Haemonetics aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. COL-FS-000212-FR(AA)

Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consulter [www.haemonetics.com/officelocations](http://www.haemonetics.com/officelocations)