




FICHE TECHNIQUE

7625.DORC

Sonde laser endoilluminée, courbe, 25G / 0,5 mm, avec connecteur DORC®



A utiliser sur source de lumière LED ou Xenon

Matériaux : Ne contient pas de latex ni de Bisphénol A

Laiton nickelé / POM / Néoprène / Oléfine acrylique / Noyau verre-silice / Silicone / Nitinol / PMMA /
Acier inoxydable AISI 304 / Verre Silca core

Conditionnement : Boîte de 6

Stérilisation : Oxyde d'Ethylène

Stockage : Température ambiante à l'abri du soleil et de l'humidité

Péremption : 5 ans

Lieu de fabrication : DORC - Pays Bas

Lieu de stérilisation : Steris Isomedix Services, South Plainfield, USA

Déclaration de conformité : n° 2085692 CE02 du 19.06.06

Organisme notifié : DEKRA

Classe du produit : IIa

Code Cladimed : S50EC08