

## Brassards PNI Dräger pour adultes Consommables et accessoires

Notre toute nouvelle ligne de brassards a été conçue pour améliorer le confort des patients, la précision des relevés et la facilité d'utilisation dans tous les types d'environnements cliniques.



D-25297-2009



D-25285-2009

## Avantages

---

### Nouveau design ergonomique

La nouvelle ligne de brassards à patient unique et réutilisables offre un design amélioré pour un meilleur confort des patients et une plus grande facilité d'usage. Le système de fixation a été modifié afin de prévenir toute possibilité d'irritation de la peau et d'assurer une meilleure flexibilité.

Désormais disponibles dans une vaste gamme de tailles avec codage par couleur, les brassards permettent un ajustement parfait, quels que soient la taille ou l'âge du patient.

---

### Une gamme complète

Nos brassards sont disponibles dans 9 tailles différentes – depuis les nouveau-nés jusqu'aux adultes de grande taille – et comprennent des gammes étendues à marquage spécial, ainsi que des solutions pour les patients obèses.

Quelle que soit l'application, vous trouverez un brassard qui répond aux besoins de vos patients. D'une grande qualité, ils peuvent vous aider à renforcer votre efficacité, à contribuer à l'hygiène hospitalière et à améliorer le confort des patients.

---

### Meilleur confort pour les patients

Nos nouveaux brassards offrent une approche plus anatomique pour un positionnement aussi bien sur la partie supérieure du bras que sur la cuisse –avec des bords doux et arrondis pour un plus grand confort du patient et une manipulation plus facile pour le personnel soignant.

---

### Sécurité accrue pour les patients

L'exactitude du relevé de la pression artérielle dépend de l'ajustement correct du brassard. Dräger offre une variété de brassards de différentes tailles pour vos patients. Nos brassards utilisent un codage par couleur et des symboles clairement visibles et faciles à comprendre pour assurer le choix du brassard approprié. Ils ont été testés et homologués pour être utilisés avec nos moniteurs patients Infinity®.

Tous les repères sont visibles sur les deux côtés du brassard afin de garantir un positionnement correct. Un connecteur Dräger, développé récemment, pouvant être ouvert d'une seule main, prévient efficacement les erreurs de connexion.

---

### Pour une hygiène optimisée

Nos brassards à patient unique contribuent à l'hygiène hospitalière en fournissant une solution de brassard jetable pour des applications où les risques d'infection ou de contamination sont des facteurs décisifs. Ces brassards conviennent parfaitement pour une utilisation aux urgences, au bloc opératoire et dans les unités de soins aux brûlés ou aux patients souffrant de maladies infectieuses.

## Avantages

- Fabriqués en polyuréthane résistant
- Surface feutrée douce
- Sans latex, ni silicone, ni PVC
- Bords courbés et doux

---

### Pour des applications conventionnelles

Pour une utilisation quotidienne traditionnelle, notamment dans les salles de soins standard, nous recommandons notre gamme de brassards réutilisables. Résistants et faciles à nettoyer, ces brassards ont été conçus pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne. Couverts d'une matière douce et imperméable, ils sont agréables au contact avec la peau.

- Fabriqués en polyuréthane résistant
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Bords courbés et doux
- Lavables et pouvant être plongés dans des liquides pour une désinfection facile

## Pour vos commandes

Brassards à patient unique	Taille	Référence
Brassard XXS NBP jetable boîte de 10	Bébé	8-13 / 13 cm MP00924
Brassard XS NBP jetable boîte de 10	Enfant	12-19 / 19 cm MP00925
Brassard S NBP jetable boîte de 10	Adulte petite taille	17-25 / 29 cm MP00926
Brassard M NBP jetable boîte de 10	Adulte	23-33 / 33 cm MP00928
Brassard M+ NBP jetable boîte de 10	Adulte Long	23-33 / 43 cm MP00929
Brassard M++ NBP jetable boîte de 10	Adulte Extra	23-33 / 53 cm MP00930
Brassard L NBP jetable boîte de 10	Adulte grande taille	31-40 / 40 cm MP00931
Brassard L+ NBP jetable boîte de 10	Adulte grande taille Long	31-40 / 55 cm MP00932
Brassard XL NBP jetable boîte de 10	Cuisse	38-50 / 50 cm MP00934
Brassards réutilisables	Taille	Référence
Brassard XXS NBP réutilisable	Bébé	8-13 / 13 cm MP00911
Brassard XS NBP réutilisable	Enfant	12-19 / 19 cm MP00912
Brassard S NBP réutilisable	Adulte petite taille	17-25 / 29 cm MP00913
Brassard M NBP réutilisable	Adulte	23-33 / 33 cm MP00915
Brassard M+ NBP réutilisable	Adulte Long	23-33 / 43 cm MP00916
Brassard M++ NBP réutilisable	Adulte Extra	23-33 / 53 cm MP00917
Brassard L NBP réutilisable	Adulte grande taille	31-40 / 40 cm MP00918
Brassard L+ NBP réutilisable	Adulte grande taille Long	31-40 / 55 cm MP00919
Brassard XL NBP réutilisable	Cuisse	38-50 / 50 cm MP00921
Tuyaux du connecteur et adaptateur	Taille	Référence
Tuyau de connexion NBP, adulte	3,7 m	MP00953
Adaptateur ancien tuyau (1275275) - nouveau connecteur, boîte de 10		MP00945

## Notes

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Draegerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricant :

Draegerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Allemagne

### BELGIQUE

Draeger Belgium N.V.  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél. +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 40  
[mtbe.info@draeger.com](mailto:mtbe.info@draeger.com)

### CANADA

Draeger Medical Canada Inc.  
2425 Skymark Avenue, Unit 1  
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6  
Tél. +1 905 212 6600  
Toll-free +1 866 343 2273  
Fax +1 905 212 6601  
[Canada.support@draeger.com](mailto:Canada.support@draeger.com)

### FRANCE

Draeger France SAS  
Parc de Haute Technologie  
25 rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00  
Fax +33 (0)1 40 96 97 20  
[infofrance@draeger.com](mailto:infofrance@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Draegerwerk AG & Co. KGaA  
Branch Office, P.O. Box 505108  
Dubai, Émirats Arabes Unis  
Tél. +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

### SUISSE

Draeger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tél. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I  
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l'annexe VII de la directive 93/42/CEE.  
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.