



Equipements de soins

Radioprotection

Radioprotection


VARAY LABORIX




Produits : Fantômes PMMA patient Radio
PHD2000-2000V

FANTÔME PMMA PATIENT RADIO

Fantôme équivalent patient en PMMA pour la réalisation des CQI en conformité avec la décision DG du 12/08/2015



- Fantôme équivalent réalisé en PMMA. Permet de créer un équivalent patient adulte.
- Composé de 3 plaques de 30 x 30 x 5cm en PMMA, de 2 plaques de 30 x 30 x 2 cm en PMMA et de 4 plaques de 30 x 30 x 1 cm en PMMA.
- Permet de réaliser les vérifications mentionnées dans la décision du 12 Août 2015, fixant les modalités du contrôle de qualité de certaines installations de radiodiagnostic
- Dispositif conforme au point "4.2. Matériels nécessaires à la réalisation des contrôles"
- Descriptif du fantôme dans la norme : "Fantôme équivalent patient de section au moins égale à 20 cm x 20 cm, d'épaisseur 20 cm \pm 0,5 cm en eau ou en polyméthylmétacrylate (PMMA)"
- Permet aussi de générer un diffusé équivalent patient adulte lors des études de postes.
- Le fantôme PMMA réf PHD2000 permet de réaliser :
 - le point 6.1.3. Exposeur Automatique
 - le point 6.1.4. Résolution spatiale
 - le point 7.1.3. Identification des caractéristiques de la grille anti-diffusante



FANTÔME PMMA			
Désignation	Dimensions	Référence	Réf UGAP
Fantôme PMMA équivalent patient	30 x 30 x 20 cm	PHD2000	
Valise Flight Case sur mesure avec poignées	360 x 340 x 230 + 50 mm	PHD2000V	