

Désignation

- Protein select resin

Référence

- 17-5421-01

Unité de vente : 25ml



-
- Résine de chromatographie d'affinité pour la purification des protéines recombinantes grâce au marqueur auto-clivant Cytiva™ Protein Select™.
 - Protocole simple de purification par affinité pour les protéines recombinantes.
 - Purification et clivage du marqueur en une seule étape, sans protéases ni autres réactifs d'élution.
 - Permet d'obtenir une protéine native hautement pure, sans résidus d'acides aminés du marqueur après clivage.
 - Peut être traitée dans des conditions douces, évitant ainsi toute exposition à des conditions susceptibles de provoquer l'agrégation des protéines ou une perte d'activité biologique.
 - Flexible, elle permet une utilisation dans de multiples systèmes d'expression.