

## Désignation

- Protein select resin

## Référence

- 17-5421-02

Unité de vente : 100ml



- 
- Résine de chromatographie d'affinité pour la purification des protéines recombinantes grâce au marqueur auto-clivant Cytiva™ Protein Select™.
  - Protocole simple de purification par affinité pour les protéines recombinantes.
  - Purification et clivage du marqueur en une seule étape, sans protéases ni autres réactifs d'élution.
  - Permet d'obtenir une protéine native hautement pure, sans résidus d'acides aminés du marqueur après clivage.
  - Peut être traitée dans des conditions douces, évitant ainsi toute exposition à des conditions susceptibles de provoquer l'agrégation des protéines ou une perte d'activité biologique.
  - Flexible, elle permet une utilisation dans de multiples systèmes d'expression.