

NO. 21195-299

BiClamp® 260 C

BiClamp 260 C, MF-2, coudé à 18°, lisse, longueur 260 mm

- ☑ Coagulation de structures tissulaires de surfaces importantes
- ☑ Préparation séparée de vaisseaux en général inutile
- ☑ Coagulation rapide, efficace, par l'adaptation optimale de l'instrument et du générateur VIO
- ☑ BiClamp réutilisable (autoclavable), procédé rapide, économie de matériels de suture
- ☑ Fonction AUTO STOP: confort pour l'utilisateur avec un résultat optimal
- ☑ Système Plug & Play : réglage automatique de paramètres spécifiques dès la connexion de l'instrument



Caractéristiques techniques

Unité d'emballage	1 pièce
Longueur de câble	avec câble de connexion 4 m
Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C
Forme	Courbé 18°
Observe instructions for use / manual	GB
Capacité de charge électrique maximale	0,25 kVp
Longueur totale de l'instrument	260 MM
Connexion	Connecteur MF-2
Revêtement	avec revêtement céramique
Surfaces de préhension	Lisse